

Effektivt massageapparat der kan lindre spændinger og ømme muskler i skuldre, ryg, lænd, ben og arme.

Håndtagene og de tunge "arme" gør det let at placere og justere apparatet til det ønskede område. Apparatet udvikler en del varme, hvilket kan udnyttes ved at lade det forblive på det behandlede område i ca. 10 minutter efter at det er stoppet. Eller så længe det føles behageligt og virkningsfuldt.

Dog må massageapparatet IKKE anvendes direkte på nakke og hoved, og kun med forsigtighed på områder hvor knogler ikke er beskyttet af muskler. Anvend evt. med et tæppe eller pude mellem krop og massageapparat. Mærk selv efter om det føles godt.

Massageapparatet "banker/klapper" med 9 grader intensitet, som standard starter intensitet på 1. grad. Som standard massagetid er apparatet indstillet til 6 minutter. Hvis apparatet holder op med at arbejde inden de 6 minutter er gået, er det på grund af at massageapparatet har en beskyttelsesfunktion, der forhindrer elementet fra overophedning. Elementet vil begynde at arbejde igen, når det er kølet ned til normal sædvanlig tilstand.

Massageapparatet betjenes således:

Rød knap: tænd/sluk – standard program

Knap H: banker med en stigende intensitet

Knap L: banker med en faldende intensitet

Efter brug tørres massageapparatet af med en let fugtig klud (brug væske i sprayflasken).

